

Nebulizador Compressor Compact

Kit Nebulizador completo



Leve e compacto



Vida útil prolongada



Baixo ruído ^{zz}



O **Nebulizador Compressor Tocare** foi desenvolvido para oferecer **terapia respiratória eficiente, segura e acessível** para adultos e crianças. Seu sistema de compressão transforma o medicamento em uma névoa fina, facilitando a inalação e a absorção.

Com **baixo nível de ruído**, alta durabilidade e desempenho estável, é ideal para o uso domiciliar contínuo, proporcionando mais conforto durante o tratamento.

Produto 100% nacional com garantia de 2 anos direto da fábrica.



Características

- Baixo nível de ruído: **apenas 60 dB**, proporcionando maior conforto ao paciente
- Nebulização eficiente com partículas finas para melhor absorção pulmonar
- Alta durabilidade, com vida útil superior a **2000 horas**
- Design compacto com **alça integrada** para fácil transporte
- **Kit nebulizador de alta eficiência** incluído

Desempenho

- Alimentação: DC 6V / 2A
- Capacidade do medicamento: até 8 ml
- Tamanho das partículas: 0,5 a 10 μm ($\geq 80\%$ em 5 μm)
- MMAD: 3,5 μm
- Taxa média de nebulização: 0,2 – 0,3 ml/min
- Pressão de operação: ≥ 16 Psi
- Fluxo de ar: 6 – 8 L/min
- Nível de ruído: < 55 dBA
- Peso: 160 gramas

Conteúdo da embalagem

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • Nebulizador | • Cabo de alimentação tipo C |
| • Copo de medicamento | • Filtros (5) |
| • Máscaras adulto e infantil | • Manual do usuário |
| • Tubo de ar (180 cm) | |
| • Bocal | |

