

Sistema de Monitoração de Glicemia Glicoo Neo

Memória de 1.000 testes



Fácil de usar



Sem código



Ejetor de tiras



Resultados em 5 seg



Bluetooth (opcional)



glicoo
neo

Controle fácil e efetivo do diabetes

Design elegante e amigável

Indicadores intuitivos

Ejetor de tiras

**Tecnologia Microgota**

Uma microgota de sangue para testes praticamente indolores.

Características

- Amostra de Sangue: 0,5 mcl
- Tempo para resultado: 5 seg
- Memória: 1.000 testes
- Tipo de amostra: Capilar | Venoso | Arterial | Neonatal
- Temperatura de operação: 5-45°C
- Humidade de operação: 10-90%



Desempenho

- Faixa medição: 10-600 mg/dL
- Requisitos de Energia: Bateria 3V Tipo CR 2032

Kit inicial

01 Monitor de glicemia
01 Lancetador
10 Lancetas
10 Tiras Reagentes
Bolsa para transporte
Bateria 3V Tipo CR2032

Lancetas

Lancetas estéreis
Agulha feita com aço inoxidável
Corpo em plástico ABS
Apresentação em caixa de 100 unidades

Tiras Reagentes

Tecnologia de rápida absorção do sangue.
Apresentação em caixas de 10, 25 e 50 unidades

Lancetador

Regulagem para 5 níveis de profundidade da punção
Resistente e seguro. Feito com plástico ABS
Apresenta proteção contra disparo acidental
Descarte automático da lanceta