

Nebulizador Mesh

NE-M03

Recarregável



Portátil



Parada automática



Baixo ruído



Partículas minúsculas



O Nebulizador Mesh Tocare é a união perfeita entre qualidade e inovação, proporcionando uma nebulização eficiente e silenciosa, sem a necessidade de pilhas ou baterias.

Seu design **compacto, leve e de fácil manuseio** facilita o uso em casa, em clínicas ou em viagens. Com alta taxa de nebulização e partículas ultrafinas, melhora a absorção dos medicamentos.

Produto 100% nacional, desenvolvido com tecnologia de ponta e com garantia direta da fábrica.



Características

- Pequeno em volume, leve, fácil de operar, seguro e com baixo ruído.
- Baixo consumo de energia (bateria de lítio de 3,7 V).
- Operação com um botão, conveniente de usar.
- Pequeno tamanho de partícula (cerca de 5 μ m), fácil de absorver.
- Desligamento automático quando não há líquido.
- Indicação de energia e detecção de bateria fraca.
- Bateria recarregável.

Desempenho

- Proporção de partículas < 5 μ m $\geq$ 60%.
- Taxa de nebulização nível I $\geq$ 0,25 mL/min.
- Taxa de nebulização nível II $\geq$ 0,15 mL/min.
- Frequência de operação: 110 kHz $\pm$ 10%.
- Modo de trabalho contínuo.
- Alimentação: bateria recarregável de 3,7 V ou adaptador DC 5 V.

Características Físicas

Dimensões:

- Comprimento: 59,4 mm
- Largura: 48,7 mm
- Altura: 113,8 mm

Acessórios

- Manual do usuário.
- Cabo de conexão para adaptador.
- Máscara adulta.
- Máscara infantil.