

Oxímetro de Pulso Digital Graph Tocare



Memória
dos dados



Fácil de usar



Tela rotativa



Máxima
precisão



Chip de 32 bits para medições rápidas e precisas (valores em até 4 segundos)

Tela giratória e ajustável em 4 direções com controle de brilho em 5 níveis

Display HD 0.96" com fonte de **fácil leitura**

Design leve e durável, ideal para uso doméstico e clínico

Botão único de controle fácil

Almofada flexível para conforto e melhor fixação ao dedo

Gráfico de pulso em **tempo real**

Características

- Modelo: YM212
- Tela: 0.96" TFT
- SpO2/PR/PI: SIM
- 4 Direções: SIM
- Alerta de Limite: SIM
- DEMO: SIM
- Brilho Ajustável: SIM
- Memória: 20 sets
- Status da Bateria: SIM

Características Físicas

Dimensões:

- Comprimento: 57,0 mm
- Largura: 29,5 mm
- Altura: 30,5 mm

Desempenho

Faixa de Medição

- Saturação de Oxigênio (SpO2): 0-99%
- Frequência Cardíaca (PR): 30-250 bpm
- Índice de Perfusão (PI): 0,1-20%

Precisão

- SpO2: 70%~100%, com precisão de $\pm 2\%$
- PR: 30-250 bpm, com precisão de ± 3 bpm

Resolução

- SpO2: 1%
- PR: 1 bpm

Requisitos de Energia

- Duas pilhas alcalinas AAA (LR03)

