

Oxímetro de Pulso Digital Led Tocare

Display HD



Fácil de usar



Alarme

Máxima
precisãoTela com **display HD**Display HD 1.3" com fonte de **fácil leitura**Opções de **configuração por software****Grande conforto** com silicone

Características

- Ajuste de brilho: Possui 5 níveis de ajuste de brilho.
- Display LED: Tela HD que apresenta de forma mais clara os dados de medição de oxigenação e frequência cardíaca.
- Display multidirecional: Tela rotativa com múltiplas direções. Possui 2 orientações, permitindo visualizar os resultados em qualquer direção.
- Função de alarme: Permite configurar alarme sonoro de acordo com a necessidade.

Características Físicas

Dimensões:

- Comprimento: 57,0 mm
- Largura: 30 mm
- Altura: 31 mm

Desempenho

Faixa de Medição

- Saturação de Oxigênio (SpO2): 0-99%
- Frequência Cardíaca (PR): 30-250 bpm
- Índice de Perfusão (PI): 0,1-20%

Precisão

- SpO2: 70%~100%, com precisão de $\pm 2\%$
- PR: 30-250 bpm, com precisão de ± 3 bpm

Resolução

- SpO2: 1%
- PR: 1 bpm

Requisitos de Energia

- Duas pilhas alcalinas AAA (LR03)

